

<b>DATE DE PRELEVEMENT :</b>		<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> <b>20</b> <input type="text"/>		<b>PRELEVEUR :</b>	
<b>ÉLEVAGE</b>				<b>DESTINATAIRES RESULTATS</b>	
<u>EDE :</u> <u>ELEVEUR :</u> Adresse : Téléphone : E.mail : <u>Vétérinaire Sanitaire :</u> <u>Technicien élevage :</u> <u>Coopérative :</u>				<input type="checkbox"/> Propriétaire <input type="checkbox"/> Vétérinaire <input type="checkbox"/> DDPP <input type="checkbox"/> Coopérative <input type="checkbox"/> Autres :	
				<b>FACTURATION</b>	
				<input type="checkbox"/> Propriétaire <input type="checkbox"/> Coopérative <input type="checkbox"/> Vétérinaire <input type="checkbox"/> Autres :	
<b>PRELEVEMENTS</b>					
<b>N° INUAV :</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		N° usuel du Bâtiment :	
Espèce :		Couvoir :			
Age des animaux :		N° lot :			
Effectif :					
Lot vacciné : oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>		Vaccin vivant oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>		Nom du vaccin :	
Date de dernière vaccination :					
<b><u>Motif de l'analyse :</u></b>					
<input type="checkbox"/> <b><u>Contrôle obligatoire (selon réglementation en vigueur) à l'initiative de l'exploitant</u></b> Détermination des serovars de salmonelles à rechercher dans le cadre du dépistage obligatoire : les tableaux ci-après reprennent les prélèvements obligatoires prévus par la réglementation en vigueur. Cocher les cases correspondantes aux prélèvements obligatoires effectués, le mode d'élevage et renseigner l'âge si demandé <b>(INFORMATIONS INDISPENSABLES POUR LA MISE EN ANALYSE)</b>					
<i>Reproducteurs : poulets filière chair (page 2)</i>			<i>Reproducteurs dinde filière chair (page 3)</i>		
<i>Reproducteurs : filière ponte (œufs de consommation) (page 3)</i>			<i>Poulettes et pondeuses œufs de consommation (page 4)</i>		
<input type="checkbox"/> <b><u>Contrôle en dehors du dépistage obligatoire (page 5)</u></b>					

**POULETS ET DINDES DE CHAIR (avant abattage)**

Utiliser la demande « FICHE DE DEMANDE D'ESSAIS : RECHERCHES DE SALMONELLES EN ELEVAGE AVIAIRE SELON NFU-47-100 méthode simplifiée \* : VOLAILLES DE CHAIR AVANT ABATTAGE - CONTROLE OBLIGATOIRE \*\* ENRE-SU- 0140

## REPRODUCTEURS

Stade	Prélèvements Obligatoires	Type élevage	Prélèvements à effectuer	Nb analyse	Sérotypes recherches <b>GALLUS GALLUS</b> <i>Filières chair et ponte</i>	Sérotypes recherches <b>MELEAGRIS GALLOPAVO</b> <i>Filière chair</i>	
PRE-PONTE	<input type="checkbox"/> 1 jour	Cage, sol ou volière	5 fonds de boîte 5 fonds de boîte pour conservation	1	6 sérotypes	3 sérotypes	
	<input type="checkbox"/> 4 semaines	Sol	2 Paires de chaussettes ET 2 chiffonnettes poussières	2 2	6 sérotypes	3 sérotypes	
		Cage	2 chiffonnettes tapis fientes ET 1 chiffonnette sur 20 fonds de cages ET 1 chiffonnette environnement	2 1 1	6 sérotypes	3 sérotypes	
		Volière	1 Paire de chaussettes ET 2 chiffonnettes tapis fientes ET 2 chiffonnettes environnement	1 2 2	6 sérotypes	3 sérotypes	
	<input type="checkbox"/> 2 semaines avant transfert ou entrée en ponte	Sol	2 Paires de chaussettes ET 2 chiffonnettes poussières	2 2	Tous sérotypes dt 6	Tous sérotypes dt 3	
		Cage	2 chiffonnettes fientes ET 1 chiffonnette sur 20 fonds de cages ET 1 chiffonnette environnement	2 1 1	Tous sérotypes dt 6	Tous sérotypes dt 3	
		Volière	1 Paire de chaussettes ET 1 chiffonnette fientes	1 1	6 sérotypes	3 sérotypes	
	PONTE	<input type="checkbox"/> 4 Semaines au plus tard après entrée en ponte <input type="checkbox"/> toutes les 3 semaines jusqu'à la réforme  <b>Age = ... semaines</b>	Sol	5 paires de chaussettes <b>OU</b> 1 paire de chaussettes et 1 chiffonnette poussières	2 1 1	6 sérotypes	3 sérotypes
			Cage	2 * 150 gr de fientes (2 pots)	2	6 sérotypes	3 sérotypes
			Volière	1 Paire de chaussettes ET 2 chiffonnette tapis fientes	1 1	6 sérotypes	3 sérotypes
<input type="checkbox"/> 3 semaines maximum avant réforme  <b>Age = ... semaines</b>		Sol	5 paires de chaussettes <b>OU</b> 1 paire de chaussettes et 1 chiffonnette poussières	2 1 1	Tous sérotypes dt 6	Tous sérotypes dt 3	
		Cage	2 * 150 gr de fientes (2 pots)	2	Tous sérotypes dt 6	Tous sérotypes dt 3	
		Volière	1 Paire de chaussettes ET 2 chiffonnette tapis fientes	1 1	Tous sérotypes dt 6	Tous sérotypes dt 3	

Etiquettes LABORATOIRE :

## POULETTES ET PONDEUSES D'OEUF DE CONSOMMATION

Stade	Prélèvements Obligatoires	Type élevage	Prélèvements à effectuer	Nb analyse	Sérotypes recherchés	Étiquettes LABORATOIRE	
PRE-PONTE	<input type="checkbox"/> 1 Jour	Sol , cage ou volière	5 fonds de boîte 5 fonds de boîte pour conservation	1	3 sérotypes		
	<input type="checkbox"/> 4 semaines	Sol	2 paires de chaussettes ET 2 chiffonnettes environnement	2 2	3 sérotypes		
		Cage	2 chiffonnettes tapis fientes ET 1 chiffonnette sur 20 fonds de cage ET 1 chiffonnette environnement	2 1 1	3 sérotypes		
		Volière	1 paire de chaussettes ET 2 chiffonnette tapis ET 2 chiffonnettes poussières	1 1 2	3 sérotypes		
	<input type="checkbox"/> 2 semaines avant transfert ou entrée en ponte	Sol	2 paires de chaussettes ET 2 chiffonnettes environnement	2 2	Tous sérotypes dt 3		
		Cage	2 chiffonnettes fientes ET 1 chiffonnette sur 20 fonds de cage ET 1 chiffonnette environnement	2 1 1	Tous sérotypes dt 3		
		Volière	1 paire de chaussettes ET 2 chiffonnettes tapis ET 2 chiffonnettes poussières	1 1 2	Tous sérotypes dt 3		
	PONTE	<input type="checkbox"/> Entre 4 semaines après transfert et au plus tard lorsque les pondeuses ont 24 semaines  <input type="checkbox"/> Toutes les 15 semaines <b>Si Seconde Ponte :</b>  <input type="checkbox"/> la semaine de l'entrée en ponte  <input type="checkbox"/> Toutes les 15 semaines  <b>Indiquez âge des animaux :</b>	Sol	2 paires de chaussettes ET 1 chiffonnette fientes (1000 à 20000 anx) OU 2 chiffonnettes fientes (20001 à 50000anx) OU 3 chiffonnettes fientes (50001 à 80000anx) OU 4 chiffonnettes fientes (si > 80 000 anx)	1 1 2 3 4	3 sérotypes	
			Cage	2 * 150 gr de fientes (2 pots) OU 4 chiffonnettes tapis  ET 1 chiffonnette fientes (1000 à 20000 anx) OU 2 chiffonnettes fientes (20001 à 50000anx) OU 3 chiffonnettes fientes (50001 à 80000 anx) OU 4 chiffonnettes fientes (si > 80 000 anx)	1 1 1 2 3 4	3 sérotypes	
			Volière	1 paire de chaussettes ET 2 chiffonnettes tapis fientes  ET 1 chiffonnette fientes (1000 à 20000 anx) OU 2 chiffonnettes fientes (20001 à 50000anx) OU 3 chiffonnettes fientes (50001 à 80000 anx) OU 4 chiffonnettes fientes (si > 80 000 anx)	1 1 1 2 3 4	3 sérotypes	
<input type="checkbox"/> 6 semaines Avant reforme		Sol	2 paires de chaussettes ET 1 chiffonnette fientes (1000 à 20000 anx) OU 2 chiffonnettes fientes (20001 à 50000anx) OU 3 chiffonnettes fientes (50001 à 80000anx) OU 4 chiffonnettes fientes (si > 80 000anx)	1 1 2 3 4	Tous sérotypes dt 3		
		Cage	2 * 150 gr de fientes (2 pots) OU 4 chiffonnettes tapis  ET 1 chiffonnette fientes (1000 à 20000 anx) OU 2 chiffonnettes fientes (20001 à 50000anx) OU 3 chiffonnettes fientes (50001 à 80000anx) OU 4 chiffonnettes fientes (si > 80 000 anx)	1 1 1 2 3 4	Tous sérotypes dt 3		
<input type="checkbox"/> 10 semaines Avant reforme		Sol	2 paires de chaussettes ET 1 chiffonnette fientes (1000 à 20000 anx) OU 2 chiffonnettes fientes (20001 à 50000anx) OU 3 chiffonnettes fientes (50001 à 80000anx) OU 4 chiffonnettes fientes (si > 80 000 anx)	1 1 2 3 4	Tous sérotypes dt 3		
		Volière	1 paire de chaussettes ET 2 chiffonnettes tapis  ET 1 chiffonnette fientes (1000 à 20000 anx) OU 2 chiffonnettes fientes (20001 à 50000anx) OU 3 chiffonnettes fientes (50001 à 80000anx) OU 4 chiffonnettes fientes (si > 80 000 anx)	1 1 1 2 3 4	Tous sérotypes dt 3		

**Contrôle en dehors du dépistage obligatoire** (Salmonelles en environnement selon NFU47-100 ou sur volailles selon NF47-101)

Remplir le tableau ci-dessous :

Espèce	Filière	Age	Prélèvements effectués (chiffonnettes, chaussettes, fientes, animaux, œufs à couver, œufs embryonnés.....)	Étiquettes LABORATOIRE
<input type="checkbox"/> Poule <input type="checkbox"/> Dinde <input type="checkbox"/> Autres (précisez)	<input type="checkbox"/> reproduction ponte <input type="checkbox"/> reproduction chair <input type="checkbox"/> ponte <input type="checkbox"/> chair		<input type="checkbox"/> chiffonnettes (Nombre :....) <input type="checkbox"/> chaussettes (Nombre :....) <input type="checkbox"/> fientes (Nombre :....) <input type="checkbox"/> poussières (Nombre :....) <input type="checkbox"/> fonds de boîtes (Nombre :....) <input type="checkbox"/> animaux entiers (Nombre Vivants :.....) (Nombre Morts:.....) <input type="checkbox"/> œufs à couver non incubés (Nombre : .....) <input type="checkbox"/> œufs embryonnés (Nombre : .....) <input type="checkbox"/> Non bêchés <input type="checkbox"/> bêchés <input type="checkbox"/> Nb jours d'incubation : <input type="checkbox"/> autres :	

Tous les prélèvements doivent être correctement identifiés et parvenus au laboratoire avant 16h de préférence.

RECOMMANDATIONS : Prélèvements et Conservation des échantillons NFU 47-100	
<u>Support de Prélèvement</u>	Non endommagé ni souillé Chiffonnettes en matière absorbante, non lisse Pédichiffonnettes en jersey Présence de neutralisant si contrôle après désinfection
<u>Délais de réception et mise en analyse</u>	Reproducteurs (Gallus et dindes) : réception dans les 48h ouvrées Poulettes et pondeuses : réception dans les 48h ouvrés L'échantillon doit être ensemencé au maximum 96h après réalisation
<u>Conservation</u>	Eviter les variations de température, le mieux est de les conserver au froid

RECOMMANDATIONS : Prélèvements et Conservation des échantillons NFU 47-101	
Il est préférable de prendre contact avec le laboratoire avant de procéder à l'échantillonnage	
<u>Support de Prélèvement</u>	"Oeufs embryonnés non formés " : non cassés " poussins et oeufs contenant un embryon formé " : en bon état de conservation " sujets adultes vivants ou morts frais " : pas en état d'autolyse
<u>Délais d'acheminement</u>	24 heures
<u>Conservation</u>	De préférence réfrigérés, sauf pour les sujets vivants

\* : **Paramètre accrédité Cofrac (portée d'accréditation n° 1-1828).**

Tout écart à réception par rapport aux recommandations des documents de référence vous sera signalé et figurera sur le rapport d'essais. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter.