

<p style="text-align: center;"><b>ACCOUVEUR</b></p> <p>Nom :</p> <p>Adresse :</p> <p>Tel :                      Fax :</p> <p>E.mail :</p> <p>Responsable Couvoir :</p> <p>Vétérinaire Sanitaire :</p> <p><b>INUAV du couvoir :</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>DESTINATAIRES RESULTATS</b></p> <p><input type="checkbox"/> Accoureur    <input type="checkbox"/> Vétérinaire Sanitaire</p> <p><input type="checkbox"/> DDPP            <input type="checkbox"/> Autres :</p>
<p style="text-align: center;"><b>PRELEVEMENT</b></p> <p>Heure et date de prélèvement :</p> <p>Nom du préleveur :</p> <p>Espèce : <input type="checkbox"/> Gallus    <input type="checkbox"/> Meleagris    <input type="checkbox"/> Autres :</p> <p>Filière : <input type="checkbox"/> chair    <input type="checkbox"/> œufs de consommation</p>	<p style="text-align: center;"><b>FACTURATION</b></p> <p><input type="checkbox"/> Accoureur    <input type="checkbox"/> Vétérinaire Sanitaire</p> <p><input type="checkbox"/> Autres :</p>
	<p style="text-align: center;"><b>ACHEMINEMENT</b></p> <p><input type="checkbox"/> Poste    <input type="checkbox"/> Transporteur    <input type="checkbox"/> Client    <input type="checkbox"/> Préleveur</p>
	<p style="text-align: center;"><b>RECEPTION LABORATOIRE</b></p> <p>Date :</p>

**Motif de l' analyse :**
 **Contrôle obligatoire (selon réglementation en vigueur) à l'initiative de l'exploitant**

Recherche de 6 sérotypes ( *Salmonella enteritidis, typhimurium, hadar, infantis, virchow et kentucky*) en contrôle périodique (tous les 15 jours en période de ponte)

PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES	
Reproduction gallus chair	Reproduction gallus œufs de consommation
garnitures paniers éclosiers OU 250 gr de coquilles OU 1 chiffonnette sur fond paniers d' éclosiers	garnitures paniers éclosiers OU 250 gr de coquilles OU 1 chiffonnette sur fond paniers d' éclosiers ET à 34 et 54 semaines : 2 X10 œufs béchés non éclos (2 analyses)

 **Contrôle en dehors du dépistage obligatoire**

- Recherche de salmonelles tous sérotypes dont 6
- Recherche de 6 sérotypes ( *Salmonella enteritidis, typhimurium, hadar, infantis, virchow et kentucky*)
- Recherche de salmonelles tous sérotypes dont 3
- Recherche de 3 sérotypes ( *Salmonella enteritidis, typhimurium et kentucky*)

	<b>RECOMMANDATIONS :</b> Prélèvements et Conservation des échantillons NFU 47-100	<b>RECOMMANDATIONS :</b> Prélèvements et Conservation des échantillons NFU 47-101 <u>Il est préférable de prendre contact avec le laboratoire avant de procéder à l'échantillonnage</u>
<u>Support de Prélèvement</u>	Non endommagé ni souillé Chiffonnettes en matière absorbante, non lisse Pédichiffonnettes en jersey Présence de neutralisant si contrôle après désinfection	Oeufs embryonnés non formés non cassés poussins et oeufs contenant un embryon formé en bon état de conservation sujets adultes vivants ou morts frais (Pas en état d'autolyse)
<u>Délais d'acheminement</u>	L'échantillon doit être amené au laboratoire dans les 48h00 après réalisation	24 heures
<u>Conservation</u>	Éviter les variations de température, le mieux est de les conserver au froid	De préférence réfrigérés

Tous les prélèvements doivent être correctement identifiés et parvenus au laboratoire avant 16h de préférence.

\* : **Paramètre accrédité Cofrac (portée d'accréditation n° 1-1828).**

Tout écart à réception par rapport aux recommandations des documents de référence vous sera signalé et figurera sur le rapport d'essais. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter.

N°	Prélèvements effectués	Date éclosion	N° Éclosoir	Salle	INUAV d'origine des OAC	Etiquettes Laboratoire
1	<input type="checkbox"/> gamitures paniers éclosiers <input type="checkbox"/> 250 gr de coquilles <input type="checkbox"/> chiffonnette sur fond paniers d'éclosiers <input type="checkbox"/> 2 x 10 œufs béchés non éclos					
2	<input type="checkbox"/> gamitures paniers éclosiers <input type="checkbox"/> 250 gr de coquilles <input type="checkbox"/> chiffonnette sur fond paniers d'éclosiers <input type="checkbox"/> 2 x 10 œufs béchés non éclos					
3	<input type="checkbox"/> gamitures paniers éclosiers <input type="checkbox"/> 250 gr de coquilles <input type="checkbox"/> chiffonnette sur fond paniers d'éclosiers <input type="checkbox"/> 2 x 10 œufs béchés non éclos					
4	<input type="checkbox"/> gamitures paniers éclosiers <input type="checkbox"/> 250 gr de coquilles <input type="checkbox"/> chiffonnette sur fond paniers d'éclosiers <input type="checkbox"/> 2 x 10 œufs béchés non éclos					
5	<input type="checkbox"/> gamitures paniers éclosiers <input type="checkbox"/> 250 gr de coquilles <input type="checkbox"/> chiffonnette sur fond paniers d'éclosiers <input type="checkbox"/> 2 x 10 œufs béchés non éclos					
6	<input type="checkbox"/> gamitures paniers éclosiers <input type="checkbox"/> 250 gr de coquilles <input type="checkbox"/> chiffonnette sur fond paniers d'éclosiers <input type="checkbox"/> 2 x 10 œufs béchés non éclos					
7	<input type="checkbox"/> gamitures paniers éclosiers <input type="checkbox"/> 250 gr de coquilles <input type="checkbox"/> chiffonnette sur fond paniers d'éclosiers <input type="checkbox"/> 2 x 10 œufs béchés non éclos					
8	<input type="checkbox"/> gamitures paniers éclosiers <input type="checkbox"/> 250 gr de coquilles <input type="checkbox"/> chiffonnette sur fond paniers d'éclosiers <input type="checkbox"/> 2 x 10 œufs béchés non éclos					
9	<input type="checkbox"/> gamitures paniers éclosiers <input type="checkbox"/> 250 gr de coquilles <input type="checkbox"/> chiffonnette sur fond paniers d'éclosiers <input type="checkbox"/> 2 x 10 œufs béchés non éclos					
10	<input type="checkbox"/> gamitures paniers éclosiers <input type="checkbox"/> 250 gr de coquilles <input type="checkbox"/> chiffonnette sur fond paniers d'éclosiers <input type="checkbox"/> 2 x 10 œufs béchés non éclos					
11	<input type="checkbox"/> gamitures paniers éclosiers <input type="checkbox"/> 250 gr de coquilles <input type="checkbox"/> chiffonnette sur fond paniers d'éclosiers <input type="checkbox"/> 2 x 10 œufs béchés non éclos					
12	<input type="checkbox"/> gamitures paniers éclosiers <input type="checkbox"/> 250 gr de coquilles <input type="checkbox"/> chiffonnette sur fond paniers d'éclosiers <input type="checkbox"/> 2 x 10 œufs béchés non éclos					
14	<input type="checkbox"/> gamitures paniers éclosiers <input type="checkbox"/> 250 gr de coquilles <input type="checkbox"/> chiffonnette sur fond paniers d'éclosiers <input type="checkbox"/> 2 x 10 œufs béchés non éclos					
15	<input type="checkbox"/> gamitures paniers éclosiers <input type="checkbox"/> 250 gr de coquilles <input type="checkbox"/> chiffonnette sur fond paniers d'éclosiers <input type="checkbox"/> 2 x 10 œufs béchés non éclos					